


**Belangrijke informatie mbt de chip.**

**Indien de chip aan temperaturen wordt blootgesteld die 60 graden of hoger zijn wordt de levensduur van de chip sterk verkort of de chip kan zelfs geheel defect raken. Reinig de beugel volgens instructie van de praktijk maar altijd met koud of lauw water ! [tegenwoordig hebben steeds meer huishoudens een kokend water kraan].**



**Voor het laboratorium: De chip moet volledig bedekt zijn met kunsthars! Er mag absoluut geen vocht bij kunnen komen.**

**Het ultrasoon reinigen van de beugel wordt ook afgeraden**

**orthosmart**