



orthosmart
●●●●

Revolutionaire chip: TheraMon[®] Meet de draagtijd van de uitneembare beugel

Pluspunten TheraMon[®] voor behandelend arts:

- Verhoogt de motivatie van de patiënt
- Verhoogt de coöperatie
- Confronterend overzichtelijk voor zowel patiënt als ouder(s)/verzorger
- Duidelijke dossiervorming
- Betere voorspelbaarheid van de behandeling
- Verkort de therapieduur
- Reduceert de kosten van de behandeling



Haal samen met de patiënt het maximale uit de behandeling

www.orthosmart.nl

De TheraMon® chip kan in vrijwel elke uitneembare apparatuur geplaatst worden door uw laboratorium. Samen met de patiënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) wordt afgesproken wat de optimale draagtijd is. Deze wordt door de TheraMon® software vastgelegd.

Zodra een patiënt begint met het dragen van de beugel met TheraMon® chip, worden de draaguren geregistreerd. Bij controles leest u de TheraMon® chip uit en kunt u samen met de patiënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) zien of aan de optimale draagtijd is voldaan. In een duidelijk overzicht ziet u het aantal uren per dag en het totaal gemiddelde, gemeten ten opzichte van het aantal gewenste draaguren. Het inzicht stimuleert de betrokkenheid bij de behandeling, motiveert en voorkomt onnodige discussies over het wel of niet gedragen hebben van de beugel. Maar dat niet alleen; ook verkrijgt u een goed inzicht om de behandeling in combinatie met de draagduur voort te zetten of bij te stellen.

Uw laboratorium plaatst de chip in de kunststof basis van de beugel. Op deze wijze kan er geen contact met het speeksel optreden. De TheraMon® chip geeft geen enkel signaal of straling af. De chip slaat enkel en alleen de draagegevens op.



De TheraMon® software, geïnstalleerd op een Windows computer waarmee de uitgelezen data vertaald en zichtbaar wordt gemaakt in een helder diagram. Zo is in één oogopslag het daadwerkelijk aantal draaguren ten opzichte van de gewenste draagtijd te zien.

Meer informatie over de TheraMon® chip vindt u op onze website. Heeft u vragen? U kunt ook telefonisch of per email contact met ons opnemen.



Kamgras 3 • 1687 WH Wognum • Nederland
info@orthosmart.nl

orthosmart
●●●

www.orthosmart.nl